

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mieloperossidasi (Mpo) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11247

Numero articolo: CM0022233

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la mieloperossidasi (Mpo) di topo, adatto per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva la Mpo in campioni umani, di topo e di ratto, consentendo la ricerca sulla biologia dei neutrofili, sulla NETosi e sulle risposte immunitarie ossidative.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Mouse Mpo Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | mKIAA4033; Mouse Mpo                                                                                                            |
| Specie              | Topo                                                                                                                            |
| GeneID (Umano)      | 4353                                                                                                                            |
| GeneID              | 17523                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-718 della Mpo di topo (NP_034954.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | P11247                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 81kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |