

Anticorpo Monoclonale Anti-Myh6/Myh7 Per Wb, If-P, Elisa - P13533 / P12883

Numero articolo: CM0008754

introduzione

MYH6/MYH7 Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale convalidato per Western blot, immunofluorescenza e applicazioni ELISA. Rileva le isoforme della catena pesante della miosina cardiaca umana, murina e rat. Ideale per la ricerca sulle malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	MYH6/MYH7 Rabbit mAb
Note/Alias	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alfa-MHC; CMH1; (MPD1); SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4624/4625
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1730-1830 di MYH6/MYH7 umano (NP_002462.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P13533/P12883
Peso Proteico	223kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio