

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-MyI3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P08590

Numero articolo: CM0028959



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio MYL3 (P08590) validato per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul muscolo cardiaco e sulla miosina. Approvvigionamento one-stop da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MYL3 Coniglio pAb
Note/Alias	CMH8, VLC1, VLCI, MLC1V, MLC1SB, MLC-IV/sb, MYL3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4634
GenelD	4634
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-195 di MYL3 umano (NP_000249.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08590
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio