


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Naca Per Wb, Elisa - Q13765

Numero articolo: CM0007238



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega a NACA umano (Alpha-NAC, subunità alfa del complesso associato a polipeptidi nascenti). Validato per applicazioni WB ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Utile per studi sul targeting dell'ER e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NACA mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alpha; NACA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4666
GeneID	4666
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-215 di NACA umano (NP_005585.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13765
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio