


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nacc1 Per Wb, Elisa - Q96Re7

Numero articolo: CM0015356



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NACC1 per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con NACC1 umano e murino. Adatto alla ricerca sulla repressione trascrizionale e sulla biologia dei tumori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb NACC1 di coniglio
Note/alias	NAC1; BEND8; NAC-1; NECFM; BTBD30; BTBD14B; NACC1
Specie	Umano
GeneID (umano)	112939
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-340 di NACC1 umano (NP_443108.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q96RE7
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante