


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Na⁺/K⁺-Atpasi Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05023

Numero articolo: CM0003232



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la subunità alfa-1 della Na⁺/K⁺-ATPasi umana (ATP1A1). Convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto ionico e sul potenziale di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-Na ⁺ /K ⁺ -ATPasi
Note/Alias	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPasi
Specie	Umana
GeneID (umano)	476
GeneID	476
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Na ⁺ /K ⁺ -ATPasi umana (P05023)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P05023
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio