

Anticorpo Policlonale Anti-Nanog Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9S0

Numero articolo: CM0026595



introduzione

Nanog Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività in umano, topo e ratto. Mira al fattore di trascrizione NANOG, chiave per la pluripotenza e lo sviluppo delle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Nanog Rabbit pAb
Note/Alias	NANOG; Nanog
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79923
GeneID	79923
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 di Nanog umano (NP_079141.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H9S0
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio