

Anticorpo Policlonale Anti-Naprt Per Wb, Elisa - Q6Xqn6

Numero articolo: CM0018532



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NAPRT convalidato per WB e ELISA; rileva NAPRT umano, di topo e di ratto, un enzima citosolico di ~58 kDa che catalizza il primo passo della biosintesi del NAD a partire dall'acido nicotinico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NAPRT Rabbit pAb
Note/Alias	NAPRT1; PP3856; NAPRT
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	93100
ID gene	93100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 309-538 della NAPRT1 umana (NP_660202.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6XQN6
Peso proteico	58 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio