

Anticorpo Policlonale Anti-Nbas Per Wb, If/Icc, Elisa - A2Rrp1

Numero articolo: CM0025204

introduzione

Anticorpo policlonale anti-NBAS di coniglio purificato per affinità, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce con NBAS umano e di ratto. Strumento di ricerca per studi sul trasporto retrogrado da Golgi a ER e sul neuroblastoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NBAS Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NAG; SOPH; ILFS2; NBAS
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51594
ID Gene	51594
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di NBAS umano (NP_056993.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	A2RRP1
Peso Proteico	269kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio