

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ncr1 Per Wb E Elisa - 076036

Numero articolo: CM0028754



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'NCR1 umano (NKp46, CD335) per Western blot ed ELISA. Rileva l'NCR1 umano; ideale per la ricerca in biologia delle cellule natural killer e nell'immunoterapia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCR1 Rabbit pAb
Note/Alias	LY94, CD335, NKP46, NK-p46, NCR1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9437
Gene ID	9437
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-254 dell'NCR1 umano (NP_004820.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	076036
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio