

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ncs1 Per Wb, Elisa - P62166

Numero articolo: CM0031081



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NCS1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per studi sui sensori neuronali del calcio, ricerca sulla plasticità sinaptica e analisi della segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCS1 Rabbit pAb
Note/Alias	FLUP; FREQ; NCS1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	23413
GenelD	23413
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di NCS1 umano (NP_055101.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62166
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio