

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nctr2 Per Wb, Elisa - O95944

Numero articolo: CM0004614



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro NCTR2 umano (NKp44, CD336) per WB e ELISA. Reagisce con l'umano; ideale per la ricerca sulla citotossicità delle cellule natural killer e sulla sorveglianza immunitaria tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCTR2 mAb Coniglio
Note/Alias	LY95; CD336; NKp44; NK-p44; dj149M18.1; NCTR2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9436
Gene ID	9436
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di NCTR2 umano (O95944).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O95944
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio