


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ndufa13/Grim19 Per Wb, Elisa - Q9P0J0

Numero articolo: CM0010003



introduzione

Anticorpo monoclonale specifico di coniglio diretto contro NDUFA13/GRIM19 umano, validato per Western blot ed ELISA. Ideale per studi sul Complesso mitocondriale I, sull'apoptosi e sulle interazioni ospite-microbo. Non sono disponibili dati sulla reattività crociata tra specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio NDUFA13/GRIM19
Note/Alias	B16.6; CDA016; CGI-39; GRIM19; GRIM-19; MC1DN28; NDUFA13/GRIM19
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	51079
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-144 di NDUFA13/GRIM19 umano (Q9P0J0) (NP_057049.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9P0J0
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante