

Anticorpo Policlonale Anti-Ndufa5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16718

Numero articolo: CM0015288



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-NDUFA5 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva la subunità 13kDa del Complesso I mitocondriale, altamente espressa in cuore, muscolo, cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDUFA5 Rabbit pAb
Note/Alias	B13; NUFM; UQOR13; CI-13kB; CI-13KD-B; NDUFA5
Specie	Umano
GeneID	4698 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-116 di NDUFA5 umano (NP_004991.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16718
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio