


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufb1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O75438

Numero articolo: CM0019816



introduzione

NDUFB1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con NDUFB1 umano e murino, una subunità del Complesso I mitocondriale. Ideale per la ricerca sui mitocondri e sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDUFB1 Rabbit pAb
Note/Alias	MNLL; CI-MNLL; CI-SGDH; NDUFB1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	4707
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 di NDUFB1 umano (NP_004536.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	O75438
Peso della proteina	7 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante