


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufb10 Per Wb, Ip, Elisa - O96000

Numero articolo: CM0026626



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'NDUFB10 umano, una subunità accessoria del complesso I mitocondriale. Convalidato per WB, IP, ELISA in umano, topo, ratto. Adatto per studi sulla catena respiratoria e sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NDUFB10 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PDSW; MC1DN35; NDUFB10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4716
GeneID	4716
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-172 dell'NDUFB10 umano (NP_004539.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O96000
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio