


Anti-Ndufb4 (Ci-B15) Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95168

Numero articolo: CM0002364



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio NDUFB4 (CI-B15) validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce la proteina NDUFB4 umana, murina e ratto (~15 kDa). Ideale per la ricerca sul complesso I mitocondriale e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	NDUFB4 Coniglio mAb
Note/Alias	B15; CI-B15; NDUFB4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4710
GenelD	4710
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-129 di NDUFB4 umano NP_004538.2
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95168
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio