

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufb4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95168

Numero articolo: CM0014661



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NDUF4 umano, una subunità del Complesso I. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sui mitocondri e sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | NDUF4 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/alias          | B15; CI-B15; B4                                                                                                               |
| Specie              | Uomo                                                                                                                          |
| ID gene (uomo)      | 4710                                                                                                                          |
| ID gene             | 4710                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di NDUF4 umano (NP_001161803.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                             |
| SWISS               | O95168                                                                                                                        |
| Peso della proteina | 15 kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                            |