


Anticorpo Monoclonale Anti-Ndufs1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

Numero articolo: CM0007465



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia NDUF51 umano, adatto per WB, IHC-P e ELISA. Rileva NDUF51 endogeno in campioni di origine umana, mouse e ratto. Progettato per studi sul complesso I mitocondriale e sulla ricerca sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUF51 Rabbit mAb
Note/Alias	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUF51
Specie	Uomo
GenelD (umano)	4719
GenelD	4719
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-290 di NDUF51 umano (NP_004997.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P28331
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio