


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ndufs3 (Complesso I-30Kd) Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75489

Numero articolo: CM0007610



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-NDUFS3 ricombinante validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce NDUFS3 (30 kDa) umano, di topo e di ratto. Ideale per ricerche sul complesso I mitocondriale e studi sulla catena respiratoria - O75489.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFS3 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4722
GeneID	4722
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 37-264 di NDUFS3 umano (NP_004542.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75489
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio