


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufs6 Per Wb, Elisa - 075380

Numero articolo: CM0029599



introduzione

NDUF56 Rabbit pAb (075380) validato per WB ed ELISA. Riconosce NDUF56 umano, murino e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 29-124). Ideale per la ricerca sul complesso I mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDUF56 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MC1DN9; CI-13kA; CI13KDA; CI-13kD-A; NDUF56
Specie	Umano
GeneID (umano)	4726
GeneID	4726
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-124 di NDUF56 umano (NP_004544.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	075380
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio