


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufs8 Per Wb, If/Icc, Elisa - O00217

Numero articolo: CM0013896



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NDUF58, una subunità del Complesso I mitocondriale, validato per WB, IF/ICC ed ELISA nell'uomo e nel topo. Ideale per lo studio della funzione della catena respiratoria mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDUF58 pAb di coniglio
Note/alias	TYKY, CI-23k, CI23KD, MC1DN2, NDUF58
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4728
GeneID	4728
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-210 di NDUF58 umano (NP_002487.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O00217
Peso della proteina	24 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante