

Anticorpo Policlonale Anti-Nedd4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P46934

Numero articolo: CM0015562



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NEDD4 umano, una ligasi E3 ubiquitina-proteina coinvolta nella degradazione dei recettori e nell'autofagia. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NEDD4 Rabbit pAb
Note/alias	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4734
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-460 di NEDD4 umano (NP_940682.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P46934
Peso molecolare	149 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante