

Anticorpo Policlonale Anti-Nek9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Td19

Numero articolo: CM0021144



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio NEK9 per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Rileva NEK9 umano, di topo e di ratto (~107 kDa). Ideale per studiare la progressione mitotica e la regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NEK9 Rabbit pAb
Note/Alias	NC; APUG; NERCC; LCCS10; NERCC1; NEK9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	91754
ID Gene	91754
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 730-979 di NEK9 umano (NP_149107.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TD19
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio