

Anticorpo Policlonale Anti-Nesprin 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8NF91

Numero articolo: CM0021105



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio, diretto contro la Nesprin 1 umana (SYNE1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sul citoscheletro e sull'involucro nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Nesprin 1 Rabbit pAb
Note/alias	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nesp1; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesprin 1
Specie	Uomo
GeneID	23345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 8220-8410 della Nesprin 1 umana (NP_892006.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8NF91
Peso della proteina	1011kDa/112kDa
Spedizione	Borsa refrigerante