

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nestin Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P48681

Numero articolo: CM0005104

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Nestina umana (177kDa), validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Adatto per ricerche sulle cellule staminali neurali e sullo sviluppo neurologico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Nestina Rabbit mAb
Note/Alias	Nbla00170
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	10763
ID gene	10763
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1392-1621 della Nestina umana (NP_006608.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P48681
Peso proteico	177kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio