

Anticorpo Policlonale Anti-Neu3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq49

Numero articolo: CM0017220

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NEU3 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce la sialidasi-3 umana e murina, una sialidasi di membrana di 48 kDa coinvolta nel catabolismo dei gangliosidi e nella segnalazione EGFR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NEU3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SIAL3; NEU3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10825
Gene ID	10825
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 222-461 di NEU3 umano (NP_006647.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UQ49
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio