


Anticorpo Monoclonale Anti-Nf-Kb P65/Rela (Validato Ko) Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q04206

Numero articolo: CM0005449



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KO mirato a NF-kB p65/RelA umano. Adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reagisce con umano, topo, ratto, scimmia. Ideale per ricerche su infiammazione, immunità, cancro e studi su SARS-CoV-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] NF-kB p65/RelA mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; IA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5970
GeneID	5970
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 450-551 di NF-kB p65/RelA umano (NP_068810.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	Q04206
Peso proteico	58kDa/59kDa/60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio