

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nfat2 Per Wb E Elisa - O95644

Numero articolo: CM0002109



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro NFAT2 umano (NFATc1) per applicazioni di western blotting (WB) e ELISA. Adatto per ricerche sulla segnalazione delle cellule T, sull'espressione delle citochine e sull'osteoclastogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome Prodotto	NFAT2 Coniglio mAb
Note/Alias	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4772
GeneID	4772
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 844-943 di NFAT2 umano (O95644).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O95644
Peso Proteico	101kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio