

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nfib/Nf1B2 Per Wb E Elisa - O00712

Numero articolo: CM0006145



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NFIB/NF1B2 umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per ricerche sulla regolazione della trascrizione e sullo sviluppo cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NFIB / NF1B2 Rabbit mAb
Note/Alias	CTF; MACID; NF1-B; NFI-B; NFIB2; NFIB3; NF-I/B; NFI-RED; HMGIC/NFIB; NFIB / NF1B2
Specie	Umano
GeneID (umano)	4781
GeneID	4781
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 321-420 di NFIB / NF1B2 umano (NP_005587.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	O00712
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio