


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nfkbib Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15653

Numero articolo: CM0027132



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-NFKBIB convalidato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo e ratto. Prende di mira I-kappa-B-beta, un inibitore di 38 kDa della proteina NF-kappa-B che regola la ritenzione citoplasmatica e la traslocazione nucleare di NF-kappa-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NFKBIB Rabbit pAb
Note / Alias	IKBB; TRIP9; NFKBIB
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4793
ID gene	4793
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-356 di NFKBIB umano (NP_002494.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15653
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio