

Anticorpo Policlonale Anti-Ngfrap1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q00994

Numero articolo: CM0029030

introduzione

pAb coniglio NGFRAP1 validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano e topo. Bersaglia BEX3 (esecutore della morte cellulare associato a p75NTR) coinvolto nell'apoptosi; ideale per la ricerca sulla morte neuronale e sulla segnalazione dello zinco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio NGFRAP1
Note/Alias	Bex; NADE; HGR74; NGFRAP1; DXS6984E
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27018
ID Gene	27018
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-111 di NGFRAP1 umano (NP_996798.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q00994
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio