


Anticorpo Policlonale Anti-Nhej1 Per Wb E Elisa - Q9H9Q4

Numero articolo: CM0021931



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting NHEJ1 umano, essenziale per la riparazione delle rotture a doppia elica del DNA tramite NHEJ. Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con il topo. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NHEJ1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	XLFI; NHEJ1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79840
Gene ID	79840
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-299 di NHEJ1 umano (NP_079058.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9H9Q4
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio