


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nifk Per Wb E Elisa - Q9Byg3

Numero articolo: CM0016773



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a NIFK umano (Nopp34/MKI67IP), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle proteine nucleolari e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NIFK Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Nopp34, MKI67IP, NIFK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84365
GeneID	84365
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 180-260 di NIFK umano (NP_115766.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYG3
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio