

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ninl Per Wb E Elisa - Q9Y2I6

Numero articolo: CM0028044

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina simile a ninein umana (NINL), adatto per applicazioni Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sul centrosoma. - Q9Y2I6

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NINL Rabbit pAb
Note/Alias	NLP; NINL
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	22981
ID gene	22981
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 della NINL umana (NP_079452.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9Y2I6
Peso proteico	156 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio