


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nlrp3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20

Numero articolo: CM0015043



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro NLRP3 (crio-pirina), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto. Ideale per studi sull'attivazione dell'inflammasoma e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NLRP3 Rabbit pAb
Note/alias	Alii; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
Specie	Umano
GeneID (umano)	114548
GeneID	114548
Immunogeno	Proteina ricombinante Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-220 di NLRP3 umano (NP_001120934.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96P20
Peso della proteina	118 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio