

Anticorpo Monoclonale Anti-Nme2/Nm23B Per Wb, Elisa - P22392

Numero articolo: CM0010451



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro NME2/NM23B umano (P22392). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo dei nucleotidi, della regolazione trascrizionale e della biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio NME2/NM23B
Note/Alias	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4831
GeneID	4831
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P22392
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio