


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nnmt Per Wb, If-P, Elisa - P40261

Numero articolo: CM0016957



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NNMT umano, validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Per lo studio del metabolismo della nicotinamide, della regolazione epigenetica e delle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NNMT Rabbit pAb
Note/Alias	NNMT
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4837
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-264 della NNMT umana (NP_006160.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P40261
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio