


Anticorpo Policlonale Anti-Nol10 (Pqbp5) Per Wb, Elisa - Q9Bsc4

Numero articolo: CM0024270



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NOL10 (PQBP5) umano, validato per Western blotting e ELISA. Reagisce con la proteina nucleolare umana e murina. Adatto per studi di biologia nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NOL10 Rabbit pAb
Note/Alias	PQBP5; NOL10
Specie	Uomo
GeneID	79954
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-400 di NOL10 umano (NP_079170.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BSC4
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Ghiaccio secco