

Anticorpo Policlonale Anti-Nos1 Per Wb & Elisa - P29475

Numero articolo: CM0014879



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NOS1 umano (sintasi dell'ossido nitrico neuronale) per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce incrociatamente con il ratto. Produce ossido nitrico, un neurotrasmettitore chiave e una molecola di segnalazione. Ideale per ricerche nel campo delle neuroscienze e della segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NOS1 pAb Coniglio
Note/Alias	NOS; bNOS; nNOS; IHPS1; N-NOS; NC-NOS; NOS1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4842
ID Gene	4842
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Ratto
SWISS	P29475
Peso proteico	161kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio