


Anticorpo Policlonale Anti-Nosip Per Wb, Elisa - Q9Y314

Numero articolo: CM0017167



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NOSIP umano (proteina interagente con eNOS), validato per WB ed ELISA. Ideale per studi sulla regolazione dell'ossido nitrico e sulla biologia dello sviluppo. Reagisce in modo incrociato con l'uomo. Peso proteico: 33 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NOSIP Rabbit pAb
Note/Alias	CGI-25; NOSIP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51070
GeneID	51070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-301 di NOSIP umano (NP_057037.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Y314
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio