

Anticorpo Policlonale Anti-Nox2/Gp91Phox Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04839

Numero articolo: CM0022572



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NOX2/gp91phox umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Per uso di ricerca nello studio del complesso NADPH ossidasi e della generazione di superossido.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NOX2/gp91phox Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1536
GeneID	1536
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 385-570 di NOX2/gp91phox umano (NP_000388.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04839
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio