

Anticorpo Policlonale Anti-Npc2 (He1, Eddm1) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61916

Numero articolo: CM0028328



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su NPC2 umano (HE1, EDDM1), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del trasporto del colesterolo e della malattia di Niemann-Pick tipo C2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NPC2 pAb coniglio
Note/Alias	HE1; EDDM1; NPC2
ESP	Umano
GeneID (Umano)	10577
GeneID	10577
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-151 di NPC2 umano (NP_006423.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P61916
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio