

Anticorpo Monoclonale Anti-Nqo2 Per Wb, Elisa - P16083

Numero articolo: CM0009511



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NQO2 umano (Quinone reductase 2). Adatto per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Uno strumento utile per studiare i percorsi di disintossicazione cellulare e la carbossilazione dipendente dalla vitamina K.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NQO2 Rabbit mAb
Note/Alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4835
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1 e 100 di NQO2 umano (P16083)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P16083
Peso Proteico	26 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio