

Anticorpo Policlonale Anti-Nqo2 Per Wb, Elisa - P16083

Numero articolo: CM0014404



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NQO2 per WB ed ELISA. Riconosce la NQO2 (QR2) umana e murina, una chinone reduttasi citoplasmatica coinvolta nella detossificazione. Ideale per studi sul metabolismo della vitamina K e sui percorsi di detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NQO2 Rabbit pAb
Note/Alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	4835
ID Gene	4835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-231 della NQO2 umana (NP_000895.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P16083
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio