


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nr1H4 Per Wb E Elisa - Q96Ri1

Numero articolo: CM0018062



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'NR1H4 umano (FXR), validato per Western blotting (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sui recettori degli acidi biliari e ricerca sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | NR1H4 Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Note/Alias          | BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; NR1H4                                                                                                             |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                  |
| ID gene (Umano)     | 9971                                                                                                                                                   |
| ID gene             | 9971                                                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di NR1H4 umano (NP_001193922.1). |
| Provenienza         | Coniglio                                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                  |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                                            |
| SWISS               | Q96Ri1                                                                                                                                                 |
| Peso proteico       | 56kDa                                                                                                                                                  |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                                  |