


Anticorpo Monoclonale Anti-Nr2E1/TLx Per Wb E Elisa - Q9Y466

Numero articolo: CM0005742



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NR2E1/TLX umano (recettore nucleare TLX). Validato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo cerebrale e la retinogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NR2E1/TLX Rabbit mAb
Note/Alias	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7101
GeneID	7101
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di NR2E1 umano (Q9Y466).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y466
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio