


Anticorpo Policlonale Anti-Nrf2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16236

Numero articolo: CM0015730



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NRF2 umano (NFE2L2), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e sulla citoprotezione. SWISS: Q16236.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NRF2 Rabbit pAb
Note/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Specie	Umano
GeneID (umano)	4780
GeneID	4780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 243-400 di NRF2 umano (NP_006155.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16236
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante