

Anticorpo Policlonale Anti-Nsd1 Per Wb E Elisa - Q96L73

Numero articolo: CM0026113



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NSD1 umano, adatto per Western blot e ELISA. Rileva NSD1 in campioni umani e murini, mirando alla istone metiltransferasi coinvolta nella regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NSD1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	STO; KMT3B; SOTOS; ARA267; SOTOS1; NSD1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	64324
Gene ID	64324
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-260 di NSD1 umano (NP_071900.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96L73
Peso proteico	297kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio