


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nsd2/Whsc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96028

Numero articolo: CM0030375



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro WHSC1/NSD2, un'istone metiltransferasi. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo. Per studi di epigenetica e biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WHSC1 pAb coniglio
Note/Alias	WHS; TRX5; KMT3F; KMT3G; MMSET; RAUST; WHSC1; REIIBP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7468
GeneID	7468
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-240 di WHSC1 umano (NP_579877.1)
Sorgente	Coniglio
Anticorpi policlonali	
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	O96028
Peso proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio